

**Solicitud de purificación por HPLC-MS Semipreparativo
Servicio de Análisis Instrumental. Instituto de Química Médica**

FECHA:	LABORAT/DESPACHO:
USUARIO:	TFNO/EXTENSIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO:	
CENTRO:	
INVESTIGADOR RESPONSABLE:	
CUENTA DE CARGO:	PROYECTO H2020 (si/no):
FIRMA USUARIO/INVESTIGADOR:	

Preparación de muestras:

- Cantidad de muestra para fraccionamiento 15-130mg.
- Las muestras de crudos de reacción se tienen que someter a una prepurificación.
- Las muestras se deben disolver en la mínima cantidad posible de disolvente. Se pueden disolver en acetonitrilo, agua, metanol, o etanol puros, o mezclas de ellos. Contactar para otros disolventes.
- Las muestras deben ser solubles en el gradiente solicitado (A: Acetonitrilo; B: Agua; C: Ácido fórmico).
- Una vez disuelto el producto, se debe filtrar con filtros de jeringa PTFE 0,45µm y entregarse en viales apropiados de LC-MS con preapertura en el tapón.
- En casos excepcionales de urgencia, inestabilidad de las muestras, pH extremo, etc, contactar con algún miembro del laboratorio (ext 443327).

DATOS DE LA MUESTRA	
Referencia	
Cantidad (mg)	
Volumen (mL)	
Disolvente	
Gradiente analítico (usado previamente)	
Fórmulas y pesos moleculares de los COMPUESTOS A RECOLECTAR	
Fórmulas y pesos moleculares de los COMPUESTOS A DESECHAR	
Observaciones usuario:	
Observaciones servicio (columna usada, inyecciones adicionales...):	

**Solicitud de purificación por HPLC-MS Semipreparativo
Servicio de Análisis Instrumental. Instituto de Química Médica**

FECHA:	LABORAT/DESPACHO:
USUARIO:	TFNO/EXTENSIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO:	
CENTRO:	
INVESTIGADOR RESPONSABLE:	
CUENTA DE CARGO:	PROYECTO H2020 (si/no):
FIRMA USUARIO/INVESTIGADOR:	

Preparación de muestras:

- Cantidad de muestra para fraccionamiento 15-130mg.
- Las muestras de crudos de reacción se tienen que someter a una prepurificación.
- Las muestras se deben disolver en la mínima cantidad posible de disolvente. Se pueden disolver en acetonitrilo, agua, metanol, o etanol puros, o mezclas de ellos. Contactar para otros disolventes.
- Las muestras deben ser solubles en el gradiente solicitado (A: Acetonitrilo; B: Agua; C: Ácido fórmico).
- Una vez disuelto el producto, se debe filtrar con filtros de jeringa PTFE 0,45µm y entregarse en viales apropiados de LC-MS con preapertura en el tapón.
- En casos excepcionales de urgencia, inestabilidad de las muestras, pH extremo, etc, contactar con algún miembro del laboratorio (ext 443327).

DATOS DE LA MUESTRA	
Referencia	
Cantidad (mg)	
Volumen (mL)	
Disolvente	
Gradiente analítico (usado previamente)	
Fórmulas y pesos moleculares de los COMPUESTOS A RECOLECTAR	
Fórmulas y pesos moleculares de los COMPUESTOS A DESECHAR	
Observaciones usuario:	
Observaciones servicio (columna usada, inyecciones adicionales...):	