

Solicitud de ensayo de PERMEABILIDAD PAMPA
Servicio de Análisis Instrumental. Instituto de Química Médica

FECHA:	LABORAT/DESPACHO:
USUARIO:	TFNO/EXTENSIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO:	
CENTRO:	
INVESTIGADOR RESPONSABLE:	
CUENTA DE CARGO:	PROYECTO H2020 (si/no):
FIRMA USUARIO/INVESTIGADOR:	

Preparación de muestras:

- Cantidad de muestra: 150-200µL de un stock 10⁻² M en DMSO.
- La pureza del compuesto debe ser elevada (≥ 95%) para que el ensayo sea representativo.
- El compuesto debe ser soluble a una concentración de 100µM en PBS (pH=7,4).
- El compuesto debe tener al menos un máximo de absorción por encima de 235 nm.

Referencias MUESTRAS				
Observaciones:				

Solicitud de ensayo de PERMEABILIDAD PAMPA
Servicio de Análisis Instrumental. Instituto de Química Médica

FECHA:	LABORAT/DESPACHO:
USUARIO:	TFNO/EXTENSIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO:	
CENTRO:	
INVESTIGADOR RESPONSABLE:	
CUENTA DE CARGO:	PROYECTO H2020 (si/no):
FIRMA USUARIO/INVESTIGADOR:	

Preparación de muestras:

- Cantidad de muestra: 150-200µL de un stock 10⁻² M en DMSO.
- La pureza del compuesto debe ser elevada (≥ 95%) para que el ensayo sea representativo.
- El compuesto debe ser soluble a una concentración de 100µM en PBS (pH=7,4).
- El compuesto debe tener al menos un máximo de absorción por encima de 235 nm.

Referencias MUESTRAS				
Observaciones:				